

 Die Treppenraupe Jolly Ramp ermöglicht den Transport von Rollstühlen, die eine höhere Bodenhöhe, größere Abmessungen und eine ausladende Rückenlehne haben. Die Laderampe ist fest mit dem Rahmen verbunden.

 The Ramp version allows you to load and transport wheelchairs with a bigger distance from the ground and, as a general rule, wheelchairs with bigger overall dimensions and marked backrests. The loading ramp cannot be removed from the machine's frame.

 El modelo Ramp permite transportar sillas de ruedas con una mayor altura del suelo, un mayor volumen y con respaldos fuertemente marcados. La rampa de carga está fijada al manillar.


 Le modèle Ramp permet le transport des chaises roulantes avec une hauteur plus grande de terre, plus grands dimensions et avec dossiers particulièrement prononcés. La plate-forme de chargement est fixée au timon.




- Mindestplatzbedarf auf dem Treppenabsatz: 115x115 cm
- Min. manoeuvring space on landings: 115x115 cm
- Espacio mínimo de maniobra sobre descansillo: 115x115 cm
- Espace minimum de manoeuvre sur palier: 115x115 cm



PATENTIERT



LADERAMPE
LOADING RAMP
PLATAFORMA
PLATE-FORME



	Gewicht Weight Peso Poids	71		Traglast Load Capacidad Portée	150
---	---	-----------	---	--	------------